

TSL Expander Kit

Kit d'extension pour Scoop Exl

Codice: 25-0030-002



TSL Expander Kit

FERNO
When It's Critical®



TSL Expander est un accessoire en alliage d'aluminium à haute résistance qui s'applique à la civière atraumatique Scoop EXL et à sa fixation TSL fournie.

Étudié pour le portage et le transport d'un patient de grande taille dans tous les milieux intra/extra-hospitaliers.

La possibilité d'utiliser le kit Expander et la civière atraumatique Scoop Exl, avec le système de levage Easy Lift, permet d'utiliser le système même avec des souleveurs.

Le kit contient : 2 kits d'extension rouges, 3 rallonges pour sangles et 1 sac de rangement.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le kit aux dimensions contenues se range n'importe où.
- Les sangles à haute résistance ont une boucle en métal et peuvent être défaites d'une seule main.
- Montage en quelques secondes.
- Elles peuvent être totalement décontaminées.
- Sur demande sangles mortuaires
- Compatible avec le système de levage Easy Lift



Code Scoop Exl : 0708002

Code : 0313659-FR-M

Code : PS0765EXL

ACCESSOIRES EN OPTION

Description	Code
TSL Expander Kit	25-0030-002
Easy Lift (en option)	PS0765EXL
Sangles mortuaires (en option)	0313659-FR-M



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur	150 mm
Largeur	300 mm
Poids (KIT)	1,5 kg
Capacité de charge	227 kg