

TSL Expander Kit

Estensore per Scoop Exl

Codice: 25-0030-002



TSL Expander Kit



Codice Scoop ExL: 0708002

TSL Expander è un accessorio in lega di alluminio ad alta resistenza che si applica alla barella atraumatica, Scoop EXL e al suo gancio TSL in dotazione standard.


Studiato per la mobilitazione e il trasporto di un paziente di grandi dimensioni in tutti gli ambienti intra / extra ospedalieri.

La possibilità di utilizzare il Kit Expander e barella atraumatica Scoop ExL, con le sospensioni Easy Lifti, permette di usare il sistema anche con sollevatori.

Il Kit, contiene: n° 2 Expander di colore rosso, n° 3 prolunghe per cinture n° 1 sacca di contenimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Kit contenuto e riponibile in qualsiasi posto.
- Cinture ad alto carico in metallo autoespellenti
- Montaggio in pochi secondi.
- Totalmente decontaminabile.
- A richiesta cinture Mortuary
- Compatibile con sospensioni Easy Lift



Codice: 0313659-IT-M



Codice: PS0765EXL

ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	Codice
TSL Expander Kit	25-0030-002
Easy Lift (optional)	PS0765EXL
Cinture Mortuary (optional)	0313659-IT-M



SPECIFICHE TECNICHE

Altezza	150 mm
Larghezza	300 mm
Peso (KIT)	1,5 kg
Capacità di carico	227 kg