

Scudo di protezione del paziente

Riutilizzabile

Scheda
specifiche



Descrizione

Appositamente progettato per ridurre al minimo il trasferimento di agenti patogeni tra i pazienti e gli operatori, le attrezzature e l'ambiente. Richiede l'erogazione di ossigeno supplementare, preferibilmente tramite una maschera con serbatoio di ossigeno (tipo NRB), per prevenire l'accumulo di anidride carbonica.

Caratteristiche

- Le cinture di fissaggio fissano lo scudo al telaio dello schienale così da poter tirare lo scudo attorno ai lati della barella
- Utilizzo con schienale sollevato o abbassato
- Non interferisce con le aste per flebo né con l'erogazione di ossigeno

Specifiche

CODICE	MANU 101255
COMPATIBILITÀ	Adatto a QUALSIASI barella per ambulanze del Nord America
MATERIALE	Acrilico trasparente
MANUTENZIONE	Pulire e disinfettare secondo i protocolli locali. Sostituire qualora l'acrilico sia strappato o perforato.
! IMPORTANTE!	Per evitare l'accumulo di anidride carbonica è necessario prevedere l'erogazione di ossigeno supplementare.



Ind.: Via B. Zallone 26 Pieve di Cento
(BO) 40066 Italia
Site web: www.ferno.it

Tel.: 051 6860028
Mail: info@ferno.it