

Winter kit

Art-Nr. 21-0120-019



 **FERNO®**


Italien

Ferno S.r.l.
P +39 (0)516860028
info.it@ferno.com
www.ferno.com

Schweiz

Ferno S.r.l.
P +41 (0)412596000
info.ch@ferno.com
www.ferno-schweiz.ch

Winter Kit



 **FERNO®**
Rel. 231023

Das nennen wir
WINTER KIT.

Dank dem abgebildeten steifen Gehäuse eignet sich diese Mehrfunktionstrage auch für den Winter.

Dank der hinzugefügten ausziehbaren Griffe kann die Trage auf dem Schnee geschleppt und daher für Rettungsaktionen auf den Pisten und abseits davon verwendet werden.

Dank der flossenförmigen Vorrichtung unter der Trage ist sie auf Schnee stabil und lenksam.

Das Gehäuse besteht aus Glasfasern mit einer internen Kevlar-Schicht, um die Abriebfestigkeit zu verbessern.

- **EINFACH MIT GUMMIBÄNDERN INSTALLIERBAR.**
- **MIT DER TEILBAREN TRAGE TITAN-T KOMPATIBEL.**
- **DREITEILIGE GRIFFE, PLATZSPARENDE UNTERBRINGUNG.**
- **IM FALL EINES BRUCHS SIND DIE GEHÄUSETEILE LEICHT REPARIERBAR.**

 **Gehäuse**



 **Glasfasergehäuse**



➤ Winter kit —————
1 Gehäusekopfseite, 1 Gehäusefußseite,
Griffverlängerungen - 4 Stk., 1 Verbindungsstange

Art-Nr. 21-0120-019

 **Griffe**

