

# SCOOPPEXL™

Immer beim Patienten – von der Immobilisierung bis zum Transport zu den Diagnose- und Behandlungszentren.

## EINFACHE HANDHABUNG

Ermöglicht dem Rettungspersonal, unter jeder Umgebung Bedingung, das Ausüben aller vorgesehenen Bewegungsmaßnahmen für den Transport des traumatisierten Patienten.  
Ermöglicht, den Patienten auf jeder Art von Boden anhand eines Eingriffs von nur zwei Sanitätern zu immobilisieren.  
Die Handhabung der SCOOPPEXL™ erfolgt einfach, schnell und sicher.

## KOMFORT

Die konkave Form nimmt den Patienten perfekt und bequem auf und bietet im Vergleich zu anderen Immobilisierungsvorrichtungen mehr Kontaktstellen.

## SICHERHEIT 1

Das patentierte Twin Safety Lock (TSL) Schließsystem verhindert ein versehentliches Öffnen der Tragbahre SCOOPPEXL™.  
SCOOPPEXL™ ist einfach zu desinfizieren, da alle seine Komponenten leicht zugänglich sind.

## ERGONOMIE 3

Gemäß fortschrittlichster Kriterien in Sachen Ergonomie entworfen und hergestellt, gibt sie dem Rettungspersonal die Möglichkeit, bei allen Rettungs- und Transportmaßnahmen des Patienten eine korrekte Körperhaltung aufrechtzuerhalten.

## THERMISCHE ISOLIERUNG

SCOOPPEXL™ garantiert eine sofortige und effiziente thermische Isolierung, was dem speziellen Kunststoffmaterial, aus dem sie hergestellt wird, zu verdanken ist.



## DIAGNOSTIK

SCOOPPEXL™ kann bei Röntgenuntersuchungen verwendet werden, die im Rahmen der Notfallbehandlung traumatisierter Patienten erforderlich sind.  
Da keine ferromagnetischen Materialien verarbeitet wurden, kann Scoop EXL auch bei der Magnetischen Resonanz eingesetzt werden.

Kompatibel mit der  
**B-lock**  
Kopffixierung



## KLINISCHE STUDIEN

Studien, die im Center for Emergency Medicine der Universität Pittsburgh durchgeführt wurden, bestätigen, dass der Immobilisierungsgrad des Rückens bei Einsatz der Tragbahre SCOOPPEXL™ dem bei Einsatz eines Backboards gleichwertig ist. Aus diesen Studien ging außerdem hervor, dass weniger Manöver des Rettungspersonals ausreichen und die Wirbelsäule des Patienten daher weniger stark beansprucht wird.

## VERFÜGBARE FARBEN

GELB, ROT, GRÜN UND GRAU



EINFACH ZU  
DESINFIZIEREN

Versiegelt  
Sealed

## KOMPAKTHEIT UND TRANSPORTFÄHIGKEIT 2

Dank der verstellbaren Länge bis auf maximal 2010 mm kann die Tragbahre an jeden Patienten angepasst werden.  
Dank des reduzierten Gewichts und der geringen Abmessungen kann sie zusammengeklappt werden und lässt sich so einfach transportieren. Im Krankenwagen erfordert sie nur wenig Platz.



## KONFORMITÄT

Konformität laut  
Sperrsysteme gemäß  
Nicht magnetisch.

UNI EN 1865  
UNI EN 1789



## HAUPTMERKMALE

- ▶ Hergestellt aus Aluminiumlegierung und Kunststoffpolymeren, HDPE.
- ▶ Patentiertes Sicherheitsschließsystem Twin Safety Lock (TSL).
- ▶ Ergonomisch.
- ▶ Zusammenklappbar und in 2 Teilen teilbar.
- ▶ Längenverstellung bis zu 2010 mm.
- ▶ Kompatibel mit Röntgen- und MRI-Diagnoseuntersuchungen.
- ▶ Einfach zu desinfizieren.
- ▶ Kompatibilität mit Schnellverschlussgurten.
- ▶ Erhältlich in den Farben: Gelb, Rot, Grün und Grau.

## TECHNISCHE MERKMALE

Max. Länge	2010 mm / 79,13 in
Min. Länge	1647 mm / 64,82 in
Max. Breite	432 mm / 17 in
Abmessungen zusammengeklappt	1200x430x80mm / 47x17x3,15 in
Gewicht	8 kg / 17,63 lbs
Belastbarkeit	227 kg / 500,44 lbs

## NOTFALLKIT

- 1 Tasche/Rucksack
- 1 Tragbahre SCOPEXL™
- 1 Kopffixierung B-lock
- 1 Halsstütze WizLoc
- 4 Gurte mit Karabinerhaken 436i
- 1 isothermische Einweg-Decke

cod 21-00026



## KIT SCOOP EXL KOMPLETT

- 1 Tragbahre SCOPEXL™
- 1 Kopffixierung B-lock
- 1 Tasche für B-lock
- 4 Gurte mit Karabinerhaken 436i

cod KIT-SCOPEXL



# ZUBEHÖR



### Kopffixierung B-lock

Spezielle Kopffixierung, die den Einsatz der Tragbahre als effizientes Immobilisierungssystem gewährleistet.

cod 21-00022



### GURTE 0314122

Für die Sicherheit des Patienten. Reduzierte Applikationszeiten, dank des Schnellankoppelsystems

cod 0314122



### Wandhalterung 561-V

Realisiert und zertifiziert, um die Tragbahre SCOPEXL™ senkrecht fixieren zu können. Zertifizierung UNI EN 1789

cod 561-V

# SCOOPEXL™



## FERNO TSL EXPANDER KIT

Ein Zubehöriteil aus hochfester Aluminiumlegierung, das auf die atraumatische Tragbahre Scoop EXL aufgebracht wird. Entwickelt für die Mobilisierung und den Transport eines korpulenten Patienten.

Mit der Easy Lift Abseilspinne können die Scoop EXL Tragbahre und dem TSL-Expander-Kit auch mit Hebevorrichtungen verwendet werden.

### HAUPTMERKMALE

- Tragfähigkeit von 227 Kg
- Montage in wenigen Sekunden
- patentiertes Schließsystem gegen versehentliches Öffnen der Tragbahre
- vollständig dekontaminierbar
- selbstauslösende hochbelastbare Gurte aus Metall
- einfach zu lagern



### DAS KIT BEINHALTET:

- 2 Rote Expander
- 3 Verlängerungen für Gurte
- 1 Aufbewahrungssack



for Italy

P +39 051 6860028

info.it@ferno.com

www.ferno.it

Numero Verde  
800 501711



for Schweiz

P +41-41-2596000

info.ch@ferno.com

www.ferno-schweiz.ch